



Är det så här första hjälpen fungerar hos Er?



Var finns plåster och förband?

Platsen är ofta okänd för flertalet anställda. Utrustningen förvaras av skyddsombud eller annan person undgängd i skåp eller liknande. Bara den ansvarige vet exakt var den finns och kan plocka fram den snabbt vid en olycka. Platsen för första hjälpen utrustningen är inte uppmärkt.

Oreda och smutsigt

En första hjälpen låda är oöverskådlig och det blir snabbt oordning i den. Vissa saker tar slut och fylls inte på. Olika förpackningar öppnas för att hitta fram till rätt materiel.

Utrustningen saknas eller är slut

I en första hjälpen låda föråldras utrustningen eller används utan att det uppmärksammas. Det är också lätt att utrustningen försvinner. Hela plåsterlådan tas med vid en skada och vid nästa tillfälle saknas den helt. Risken för stöld är också större om materielen kan tas med förpackningsvis och om det inte uppmärksammas att den är borta.

Allt detta gör att man tappar tempo i insatsen. Man får spilla onödig tid på att få fram första hjälpen utrustning istället för att larma och hjälpa den skadade.

Första hjälpen tavlan löser problemen

Ingen behöver tveka. Med första hjälpen tavlan finner alla snabbt förbandsmaterielen. Allt finns på sin plats. Tydliga instruktioner gör att även en icke sjukvårdskunnig kan göra en första avgörande insats. Man ser tydligt om något är slut och tavlan är enkelt att fylla på. Alla skall veta var första hjälpen finns.

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen materiel. Skyddsutrustningen är därför monterad på en överskådlig väggtafva. Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Överskådlig

Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning och stor text gör det enkelt att se vilken materiel som skall användas.


Enkel att använda för amatörer

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.

Saknas något gapar hålet tomt. Bakom utrustningen är beställningsnummer angivet som gör det lätt att beställa och fylla på ny utrustning.





Alternativ med skåp och ögonskölj

Tavlan finns i tre alternativa varianter

- Första hjälpen-tavla liten modell med förband och plåster. Finns även med skåp för påfyllningsutrustning
- Första hjälpen-station
En ersättare till stora första hjälpen-tavlan. Stationen lanserades 2011 och skiljer sig från tavlan genom att produkterna skyddades från smuts med ett lock. Det finns också utrymme för ögonsköljutrustning och fack för påfyllning.
- Plåtskåp med dubbeldörr
Skåpet är försett med en yttre sektion som skyddas av plexiglasdörr och innehåller en första hjälpen-instruktion samt produkter som kan användas direkt.
Den inre sektionen finns bakom en låsbar dörr och är avsedd för att lagra påfyllningsutrustning.

Påfyllningsutrustning

Tavlan skall kompletteras så snart något har använts. Förbandsmateriel är steril utrustning och skall bytas ut efter 5 år. Den sterila utrustningen är CE-märkt samt märkt med tillverkningsår och månad.

Komplettering och utbyte kan lämpligen sker i samband med annan kontrollrutin för säkerhetsutrustning.



Påfyllning

Benämning	Beskrivning	Artikelnr
Plastplåster	Ask om 6 x 45 st	18-7021-00
Textilplåster	Ask om 6 x 40 st	18-7021-02
Textilplåster, stora	Ask om 6 x 21 st	18-7021-04
Fingertoppsplåster	Ask om 6 x 15 st	18-7021-06
Detectable-plåster	Blå plåster avsedda för livsmedelsindustri, spårbara för metall-detektor. Ask om 6 x 35 st	18-7021-08
Detectable-plåster	Lika ovan men består av 15 st fingertoppsplåster och 15 st vanliga plåster.	18-7021-09
Non-woven	Ask om 6 x 43 st	18-7021-10
Savett tvättare	Förpackning om 20 st	18-7021-25
	Förpackning om 40 st*	18-7021-20
Blodstoppare liten	Förpackning om 20 st	18-7021-30
Blodstoppare stor	Enstyck	18-7021-35
Skyddspaket	Innehåller handske, savett desinfektion och andningsmask	18-7021-40
Refill komplett	För ny station	18-7021-51
	För tidigare tavla*	18-7021-50
Ögonsköljflaska	Flaska 235 ml	18-7025-18
	Flaska 500 ml	18-7025-10

Varianter



Typ	Liten	Liten med skåp	Skåp dubbeldörr	Station	Ögonsköljstation
Försedd med	3 st blodstoppare M liten 2 st blodstoppare S stor 1 st skyddspaket handske, savett, desinfektion och andningsmask 1 st plåsterautomat med 45 + 40st plåster	Lika lilla tavlan men kompletterad med: 1 ask plastplåster 1 ask textilplåster 1 st skyddspaket 1 st blodstoppare stor 1 st blodstoppare liten Sax, pincett	1 st plåsterautomat 1 sårsvättarautomat 9 st blodstoppare M 7 st blodstoppare S 4 st skyddspaket 1 ask plastplåster 1 ask textilplåster 1 ask fingertoppspl. 1 ask textilplåster XL 4 x 40 savett tvättare Sax, pincett	3 st blodstoppare M 2 st blodstoppare S 1 st skyddspaket 2 x 20 sårsvättare 50 st plåster 1 st plåsterautomat Plats finns för 1 st ögonsköljflaskor 235 ml. Beställs separat	1 st plåsterautomat med 45 +40st plåster Plats finns för 2 st ögonsköljflaskor 500 ml. Beställs separat
Mått	260 x 420 x 50 mm	255 x 440 x 185 mm	380 x 580 x 170 mm	290 x 560 x 120 mm	290 x 560 x 120 mm
Vikt	0,6 kg	3,1 kg	9,8 kg	2,9 kg	2,1 kg
Artikelnr	18-7020-02	18-7020-19	18-7020-20	18-7020-01	18-7025-15