

## PRODUKTBLAD



Första hjälpen-tavla med ögondusch är ett praktiskt och lättanvänt skydd vid personskador på kontor och andra arbetsplatser.

Tavlan innehåller allt från plåster för den lilla skadan till kompletta första förband. Även handskar, andningsmasker och annan skyddsutrustning ingår. En ögon- och brännskadedusch skyddar vid t.ex stänk av tvätt- och lösningsmedel i ögon eller vid mindre brännskador.

Tavlan är utformad för att uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens krav på första hjälpen och ögonsköljutröstning.

På större arbetsplatser bör tavlan kompletteras med en mer komplett första hjälpen-låda.

### Enkelt, snabbt och överskådligt

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen-materiel. Skyddsutrustningen är därför monterad på en överskådlig väggtavla.

Tavlan är försedd med ett lock som skyddar mot damm och nedsmutsning. Locket är transparent så att man lätt kan kontrollera att utrustningen finns på plats och inte är slut.

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten.

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas.

### Tekniska data

Försedd med	1 st ögon- och brännskadedusch 2 st litet förband / blodstoppare 1 st stort förband / blodstoppare 1 st skyddspaket handske, savett, desinfektion och andningsmask 1 st plåsterautomat med 45 st plastplåster, 40 st textilplåster
Mängd spolvätska	1 liter
Spoltid	Ca 20 minuter
Mått	Höjd 620, bredd 420, djup 110 mm
Vikt	3,5 kg
Artikelnummer	18-7020-30

### Många fördelar med ögonspray

Jämfört med konventionella plastflaskor för ögonsköljning har spraypumpen många fördelar:

- Mångsidig – kan användas för ögonskölj, sårvård och brännskada.
- Enkel att använda och kan hanteras utan föregående instruktion. Kan även demonstreras för nyanställd eller övrig personal i samband med utbildning.
- Spolvätskan är höggradigt ren och har samma pH-värde och salthalt som tårar.
- Enkel att ta med under transport till läkare.
- Mycket vatten – dubbelverkande spraypump ger rikligt med vatten.
- Spraystrålen är mjuk och ger en behaglig genomsköljning.
- Sprutbildningen ger en fylld kon med tillräckligt spridning för att täcka in båda ögonen samtidigt.
- Lång spruttid – min 20 minuter.
- Naturlig arbetsställning. Istället för att titta uppåt kan den skadade sitta på en stol och titta nedåt t.ex i ett bilsäte på väg till sjukhus.
- Billigt använda – begränsad förbrukning, ingen flaska bryts som måste bytas, ny påse är billig.